

FLACON SPRAY

CITRUS DDA+ dilué

Dégraissant Désinfectant surfaces alimentaires



+ FACILITE et SÉCURISE L'UTILISATION, RECHARGEABLE



Flacon spray vide **RECHARGEABLE**, destiné à l'utilisation du nettoyant désinfectant **CITRUS DDA+** dilué, pour une efficacité bactéricide levuricide & virucide.

Flacon de 500ml, léger et maniable.

Sérigraphie résistante et durable permettant d'assurer la bonne tenue des informations, telles que :

- Code couleur et pictogrammes d'usages.
- Mode d'emploi.
- Dose de dilution.
- Précautions particulières.

La tête de pulvérisation diffuse la solution en mousse limitant les projections et les risques pour les utilisateurs.

Pulvérisation réglable.



DILUTION



DILUTION (voir sur le côté du flacon)

- Verser de l'eau jusqu'au 1er trait.
- Compléter avec 1 dose du flacon doseur, ou 1 pression de pompe doseuse.



MODE D'EMPLOI

Ranger les surfaces.

Dans le cas de surfaces très souillées, dégraisser, puis rincer.

Appliquer, brosser (si nécessaire), laisser agir 15min.

Rincer* et essuyer si besoin ou laisser sécher.

*Rinçage à l'eau potable obligatoire pour les surfaces destinées au contact d'aliments.

CARACTÉRISTIQUES

Contenance : 500ml

Dimensions : Ø 7 - H 23cm

Matières : PE-PP et inox (recyclables)

Dose par pulvérisation : 1,45ml

CONDITIONNEMENTS

023119 – flacon spray mousse vide 500ml - x6

PRODUITS CONSEILLÉS :

- 022519 - C/6 flacons doseurs 1L

- 022515 - bidon 5L - x2



ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

- 026300 - pompe doseuse 20ml pour bidons de 5L - x24

- 026304 - tête de spray mousse jaune - x24

- 026295 - bouchon robinet pour bidons de 5L - x24

: Unité de livraison conseillée.

Photos non contractuelles

www.prosens.pro - contact@prosens.pro +33 (0)5 49 74 63 20

La marque de produits d'entretien professionnels du Laboratoire Science et Nature
Recherche, développement et fabrication - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS – France

Laboratoire Science et Nature - SAS au capital de 270 000 € - RCS Niort 79, N°CE FR 14343015798