

16200

Support pour seau, 5686, 5688 et 5692, 370 mm



Ce support permet d'accrocher les seaux Vikan 5688x (6 L) et 5686x (12 L) remplis, et de ranger les seaux Vikan 5688x (6 L), 5686x (12 L) et 5692x (20 L) retournés après nettoyage.

Un petit crochet sur le support permet de ranger le couvercle ou une brosse pour un niveau d'hygiène optimal.

Données techniques

Article Numéro	16200
Matériau	Acier inoxydable (AISI 304)
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Non
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	851 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	1 Pcs.
Colis Longueur	480 mm
Colis Largeur	80 mm
Colis Hauteur	65 mm
Longueur	370 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	0,23 kg
Poids carton	0,08 kg
Tare total	0,08 kg
Poids brut	0,31 kg
Mètre cube	0,00148 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020162008
Code GTIN-14	5705020162008
Code de marchandise	73072100
Pays d'origine	China

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.