



CODE & EMBALLAGE

230 202 - Carton de 2 x 5L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide transparent vert

Substances actives : 30%

pH : 11,8 ± 0,2

Poids spécifique : 1,057g/ml

Composition chimique

Reg. (CE) n. 648/2004 :

- Agents de surface non ioniques < 5%
- Agents de surface anioniques < 5%
- Savon < 5%

Le produit contient des tensioactifs avec biodégradabilité minimale de 90% et biodégradation finale en aérobiose conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

DÉCAPANT SURPUISSANT

DÉCAPANT SURPUISSANT NON MOUSSANT ET INODORE. RADICAL POUR L'ÉLIMINATION DES ÉMULSIONS CLASSIQUES. FACILE À RINCER.

Décapant spécifique très efficace à haut rendement à action rapide pour l'élimination radicale des anciennes couches d'émulsions métallisées.

MODE D'EMPLOI

Utiliser une monobrosse équipée d'un disque vert, marron ou noir. Décaper puis aspirer la solution avec un aspirateur à eau. Rincer abondamment avec de l'eau chaude de préférence. Répéter l'opération de nettoyage plusieurs fois si nécessaire. Attendre un séchage complet avant l'application d'une nouvelle émulsion.

Dilution : Préparer la solution à 10 % mélangée à de l'eau chaude de préférence.

PRÉCAUTIONS

Hors sols Linoléum.



DANGER

Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.

Produit sujet aux Normes ADR : **UN 1760 Classe 8 Group d'emballage III.**
Lire la fiche des données de sécurité avant utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.